

Siège de massage portable







Description

- Chaise de massage pliable la plus légère du marché.
- Elle est très facilement transportable.
- Possibilité d'effectuer des massages à domicile.
- Le confort du patient est assuré grâce à sa matière et au repose visage réglable sur différentes positions, composé de mousse à mémoire de forme.
- Robuste grâce à la structure recouverte de peinture époxy inoxydable et résistante aux chocs.
- Le revêtement en vinyle des coussins permet un nettoyagé et une désinfection facile.

Caractéristiques techniques

- Composition : Siège de massage pliable ;
 - 1 Repose visage réglable en différentes position (coussin avec mousse à mémoire de forme) ;
 - Housse de transport.
- Matériaux : Structure en aluminium ;
 - Mousse haute densité (confort absolu pour le patient) ;
 - Peinture époxy de la structure (lavable, inoxydable, résiste au choc) ;
 - Revêtement vinyle (facile d'entretien et désinfectable).
- **Dimensions :** L 52 x P 64 x H 126 cm.
- Poids: 9,5 Kg.
- Capacité de charge : 136 Kg.