

Ciseaux inox bouts pointu / mousse stérile, réf. 102AHA



Description

- Les ciseaux inox à bouts pointu / mousse stérile sont conçus pour les soins médicaux et chirurgicaux nécessitant une instrumentation stérile.
- Ciseaux droits à usage unique.
- Ils sont dotés d'une lame pointue pour la précision et d'une lame ronde mousse qui permet de soigner les plaies et d'effectuer les pansements sans risque de blessure pour le patient.
- Ils sont très utilisés en chirurgie pour couper les fils de sutures.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : ciseaux en métal inoxydable avec embouts de protection, absence de latex.
- **Dimension** : 11.5 cm.
- **Type de dispositif** : dispositif médical stérile à usage unique de Classe I.
- **Mode de stérilisation** : stérilisation par oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement** : unitaire, conditionnés dans un blister individuel souple stérile, avec un embout de protection sur le bout des lames.
- **Conformité** : Normes applicable au dispositif médical : - Directives 93/42 CE pour les dispositifs médicaux ;
- EN ISO 13485 : 2004 Systèmes de management de la qualité – Dispositifs médicaux ;
- EN ISO 11135 : 2007 Stérilisation des produits de santé – Oxyde d'éthylène.
- **Précautions d'emploi** : - Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage et usage unique (instrument non re-stérilisable);
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- **Durée de la validité du produit** : 5 ans.