

Ciseaux médicaux coupe-fils stériles, réf. 102AHB



Description

- Les ciseaux médicaux coupe-fils disposent d'une lame bout pointu et d'une lame courbée qui facilite la découpe des fils.
- Ils sont donc conçus pour l'ablation de sutures.
- Ces ciseaux coupe-fils sont stériles.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : ciseaux en métal avec embout de protection. Absence de latex.
- **Dimension** : 11,5 cm.
- **Type de dispositif** : dispositif médical stérile de classe I à usage unique.
- **Mode de stérilisation** : par oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement** : unitaire sous emballage individuel, sachet souple (Papier/PE) avec embout de protection sur le bout.
- **Conformité** : - Directives 93/42 CE pour les dispositifs médicaux ;
- EN ISO 13485 : 2004 Systèmes de management de la qualité – Dispositifs médicaux ;
- EN ISO 11135 : 2007 Stérilisation des produits de santé – Oxyde d'éthylène.
- **Précautions particulières** : vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage et usage unique.
- **Durée de la validité du produit** : 5 ans.