

Ciseaux infirmiers stériles, réf. 102CCA



Description

- Les ciseaux de soins infirmiers sont stériles et à usage unique.
- De forme standard, ils sont conçus pour découper les compresses, les pansements, les bandes adhésives, etc.
- Ils sont utilisés lors des soins infirmiers, médicaux ou chirurgicaux, pour la réfection de pansements avec risques de contamination.
- Les bords arrondis des ciseaux facilitent le contact avec la peau pour éviter tous risques de coupure.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Lame : en acier inoxydable ;
- Boucles : en plastique ;
- Absence de latex, de DBP/BBP/DIPP/DEHP.
- **Dimension** : longueur de 12 cm.
- **Poids** : 15.5 g.
- **Type de dispositif** : dispositif médical stérile de Classe I à usage unique.
- **Mode de stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement** : sous emballage individuel.
- **Conditions de stockage** : conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
- **Conformité** : Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485.
- **Contre-indications** : il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.