

Doigtier médical 2 doigts stérile, réf. 102BSA



Description

- Doigtier médical 2 doigts stérile à destination des médecins, gynécologues, sages-femmes ou proctologues.
- Il est utilisé pour les touchés vaginaux. Souvent utilisé en obstétrique lors du suivi de grossesse ou durant l'accouchement.
- Il assure la protection réciproque et croisée du patient et du professionnel de la santé lors d'un examen médical.
- Ce doigtier médical de protection ne contient ni latex, ni poudre.
- Doigtier à taille et à usage unique.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : produit fabriqué à partir de deux feuilles de polyéthylène thermosoudées. Absence de Latex, Phtalates, produits d'origine animale ou biologique (nature, ...), Oxyde d'éthylène, produits radioactifs, poudre, floccage.
- **Coloris** : blanc.
- **Forme** : ambidextre à bord droit, texture lisse (tolérance forme +/- 5%).
- **Dimensions** : - Longueur : 270 mm, taille unique (tolérance épaisseur +/- 5%) ;
- Epaisseurs moyennes : Paume/Doigts/Manchette plus ou moins 0,027 mm.
- **Point de rupture** : - Avant vieillissement : 2 N ;
- Après vieillissement : 2 N.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I stérile à usage unique.
- **Mode de stérilisation** : rayonnement BETA.
- **Conditionnement** : par boîte de 50 doigtiers emballés sous sachet individuel déchirable pour en faciliter l'emploi.
- **Conditions de stockage** : conserver à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur.
- **Durée de validité du produit** : 3 ans.
- **Conformité** : Directive de l'UE 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/47/CE.
- **Origine** : France.
- **Date de première mise sur le marché dans l'UE** : 26/03/2010.
- **Contre-indications** : ce dispositif ne contient pas de latex. Néanmoins, il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que l'utilisateur n'est pas allergique aux autres produits rentrant dans la composition de ce dispositif (agent de vulcanisation par exemple).