


Set de pansement économique avec tampons, réf. 102AUA



Description

- Le set de pansement économique avec tampons est préconisé lors de la réfection de pansements légers, et pour le soin et nettoyage des petites plaies.
- Modèle compact et léger prêt à l'emploi se glissant facilement dans une mallette médicale.
- Stérile et à usage unique.
- Il est conçu pour les professionnels de santé (infirmières, milieu hospitalier, services d'urgence, etc...).

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - 1 Pince anatomique plastique bleue - bouts mousses ;
- 1 Pince anatomique plastique verte - bouts mousses ;
- 3 Tampons de gaze 1 pli - 20 fils.
- **Matériaux :** absence de latex.
- **Dimensions :** - Pinces anatomique : longueur de 12.5 cm ;
- Tampons de gaze : diamètre de 3 cm (taille prune) ;
- Blister rigide : Lo 19.5 x la 8 cm.
- **Type de dispositif :** dispositif médical stérile à usage unique de Classe I.
- **Mode de stérilisation :** stérilisation par oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement :** unitaire sous blister rigide 2 alvéoles (permettant d'accueillir les solutions antiseptiques).
- **Précautions particulières :** vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage (usage unique).
- **Durée de la validité du produit :** 5 ans.
- **Conformité :** - Directive de l'UE 93/42/CE pour les dispositifs médicaux applicable selon Annexe n°V article 3 ;
- EN ISO 13485 : 2004 Systèmes de management de la qualité – Dispositifs médicaux ;
- EN ISO 11135 : 2007 Stérilisation des produits de santé – Oxyde d'éthylène.
- **Date de première mise sur le marché dans l'UE :** 2015.