

Canne anglaise adulte, réf. 233402



Description

- Les cannes anglaises sont le fruit d'une expertise industrielle dans le domaine de la mobilité.
- Elles sont conçues pour sécuriser et faciliter les déplacements en cas de blessure au niveau d'un membre inférieur.
- L'ergonomie de la poignée enveloppante placée sur chaque béquille assure une parfaite préhension de la main et un bon positionnement de l'avant-bras.
- Le tube inférieur est équipé d'un bouchon antibruit.
- Le clip permet une amplitude de réglage importante.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : mât en acier, très résistant.
- **Capacité de charge** : 130 kg.
- **Hauteur réglable** : de 76 à 98 cm (réglable par clips).
- **Coloris** : poignée enveloppante bleu.
- **Garantie** : 2 ans contre tout vice de fabrication.
- **Conditionnement** : unitaire.
- **Lieu de fabrication** : fabriquée en France.

