

Tensiomètre Nox black®, réf. 101YQD




DDM

Description

- Le tensiomètre type manpoire à membrane anéroïde, très léger.
- Manomètre de précision gradué, il est fixé sur un robinet doté d'une molette de décompression.
- La lecture des valeurs mesurées est facilitée par la taille du cadran.
- Les brassards Nox black® sont de conception souple et robuste, il est possible de les nettoyer en machine et de les décontaminer par immersion après avoir retiré la poche.
- Fiabilité : un INDEX et une plage Min Max permettent de valider rapidement si le brassard est adapté au membre du patient.
- L'indication « artère » portée sur le brassard permet de parfaitement positionner celui-ci, la poche se trouvant automatiquement centrée sur le passage de l'artère.
- Sécurité : afin de lutter contre les maladies nosocomiales, le tissu du brassard est antimicrobien grâce à un traitement spécifique.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : tensiomètre livré avec brassard adulte (taille M).
- **Equipements optionnels** : - Brassard enfant (réf. 102JDA) ;
- Brassard petit adulte (réf. 102JDB) ;
- Brassard adulte large (réf. 102JDC).
- **Matériaux** : - Robinet en aluminium anodisé ;
- brassard : en tissu antimicrobien.
- **Graduation du manomètre** : de 0 à 300 mmHg.
- **Précision** : de ± 3 mm garantie sur toute la plage de mesure.
- **Entretien** : brassard lavable en machine à 40°C (60°C au maximum).



Référence	Désignation	Nbre de sortie	Circonférence		Dimensions				
			Minimum	Maximum	A	B	C	D	E
101YQD	Brassard adulte taille M	1	26 cm	33 cm	528 mm	149 mm	260 mm	129 mm	70 mm
102JDA	Brassard enfant	1	11 cm	22 cm	348 mm	97 mm	180 mm	80 mm	85 mm
102JDB	Brassard petit adulte	1	16 cm	28 cm	458 mm	130 mm	230 mm	110 mm	120 mm
102JDC	Brassard adulte large	1	33 cm	41 cm	633 mm	174 mm	330 mm	150 mm	75 mm