

Spéculum gynécologique de Collin stérile, réf. 102ERA / 102ERB



Description

- Le Spéculum de Collin est un spéculum gynécologique stérile à usage unique.
- Il est utilisé pour les examens ainsi que pour les petits actes de chirurgie gynécologique.
- Il peut être utilisé lors d'un examen gynécologique habituel comme les prélèvements vaginaux, frottis, ou lors de la pose d'un DIU (Dispositif Intra Utérin, ou stérilet).
- Sa composition n'engendre aucun choc thermique et offre une meilleure visualisation pour le gynécologue.
- Pour le confort de la patiente et du professionnel de santé, le spéculum de Collin dispose d'embouts arrondis et doux et ne provoque aucun bruit lors de sa manipulation.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Composition en résine polystyrénique transparente (aucun choc thermique et une meilleure visualisation pour le gynécologue) ;
- Absence de Latex.
- **Dimensions** : - Réf. **102ERA** (Transparent/blanc) : diamètre de 27 mm ;
- Réf. **102ERB** (Transparent/vert) : diamètre de 33 mm.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I stérile à usage unique.
- **Mode de stérilisation** : oxyde d'éthylène.
- **Durée de vie** : 5 ans.
- **Conditionnement** : boîte de 35 unités en emballage individuel stérile
- **Conditions de stockage** : conserver dans leur boîte d'origine dans un endroit frais et sec.
- **Conformité** : marquage CE, certification qualité NF EN ISO 13845 : 2016.