

## Bouchon obturateur Luer Lock mâle-femelle, réf. 102PGB



### Description

- Le bouchon obturateur Luer Lock mâle-femelle rouge utilisable comme obturateur stérile.
- Fermeture sûre et stérile de tous les types de raccords dans le cadre de prise intraveineuse ou lors de l'utilisation de seringues préremplies.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Polypropylène (PP) ;  
- Sans latex, sans pvc, sans phtalates.
- **Coloris** : rouge.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe IIa, stérile à usage unique.
- **Dimensions** : Lo 19 x la 10.8 mm.
- **Conditionnement** : boîte distributrice de 300 unités sous emballage individuel.
- **Conditions de stockage** : conserver dans un endroit frais à l'abri de la chaleur (température ambiante entre 10 et 25°C) et de l'humidité.
- **Durée de validité** : 5 ans.
- **Lieu de fabrication** : fabriqué par Curas en Chine.
- **Conformité** : Conforme aux normes CE 0120.