

Divan d'examen pédiatrique, réf. 102UMA*



102UMA100
bleu



102UMA101
jaune

102UMA102
noir

102UMA103
vert

Description

- Divan d'examen pédiatrique à hauteur fixe composé d'un corps fixe et d'un dossier inclinable, réglage facile en toutes positions grâce aux deux crémaillères mécaniques autobloquantes.
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen de largeur standard 50 cm (réf. 100VTB).
- Livré démonté avec clé et notice de montage, montage facile.
- Disponible en 4 coloris pour être en harmonie avec l'ensemble du mobilier médical (la couleur de la sellerie a un effet moucheté).
- Divan d'examen à hauteur fixe destiné aux pédiatres, services pédiatriques en hôpital, infirmeries, etc.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Sellerie en mousse d'une épaisseur de 6 cm (confortable) ;
- Structure : qualité acier.
- **Finition** : revêtement peinture époxy argent.
- **Classement** : Sellerie classée anti-feu M2, disponible en 4 coloris (à préciser).
- **Dimensions** : - Divan à hauteur fixe : H 80 x la 60 cm ;
- Longueur : 84 cm pour le corps + 55 cm pour la tête ;
- Dossier : inclinaison à plus de 60°.
- **Capacité de charge** : 150 Kg en dynamique.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I.

