


Tensiomètre manopoire Colson Stiléa, réf. 102TZA



102TZA



102TZB
brassard enfant,
taille S



102TZC
brassard adulte
large, taille L

Description

- Le tensiomètre manopoire Colson Stiléa est un tensiomètre manuel à utiliser avec un stéthoscope pour la prise de tension.
- Tensiomètre à membrane anéroïde, doté d'une poire de gonflage ultra confort.
- Il est équipé d'un grand cadran pour la lecture aisée des valeurs mesurées.
- Résistant aux chocs, robuste et doux au toucher, il est adapté à un usage intensif en cabinet médical et hôpital.
- La poire de gonflage a été étudiée pour une préhension aisée, la décompression se fait par molette.
- Tensiomètre manuel idéal pour les médecins et infirmières.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Tensiomètre manopoire à membrane anéroïde ;
- Poire de gonflage : ultra confort avec molette de décompression ;
- Grand cadran : lecture aisée des valeurs mesurées et renforcé anti-chocs ;
- Brassard adulte de taille M ;
- Trousse de transport.
- **En option** : - réf. **102TZB** : brassard enfant taille S (circonférence de 18 à 26 cm) ;
- réf. **102TZC** : brassard adulte large taille L (circonférence de 33 à 51 cm) ;
- réf. **102TZD** : Kit 2 brassards (enfant S + adulte large L).
- **Matériaux** : - Tensiomètre : boîtier en ABS ;
- Brassard adulte (taille M) : en nylon noir, sans latex.
- **Dimensions** : - Cadran : Ø 55 mm ;
- Circonférence du brassard adulte taille M : 25 à 40 cm.
- **Poids** : 165 g (sans brassard).
- **Résistance** : cadran renforcé anti-chocs.
- **Méthode de mesure** : auscultatoire.
- **Plage de mesure** : de 0 à 300 mmHg (précision de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure).
- **Usage** : tensiomètre ambidextre, utilisable par les gauchers et droitiers.