

Brassards Flexiport pour tensiomètre Welch Allyn Pro BP2000

WelchAllyn®



Description

- Les brassards Flexiport sont destinés à la prise de tension de tous les patients (enfants, adultes), avec le tensiomètre bras électronique Welch Allyn Pro BP2000 (réf. 102PUA).
- Lorsqu'il est associé à la technologie SureBP, du tensiomètre bras électronique Welch Allyn Pro BP2000, le brassard permet de recueillir des mesures après la montée en pression et au bout de 20 seconde environ.
- Les brassards Flexiport se déclinent en 5 tailles pour s'adapter à toutes les corpulences.
- Il est important d'utiliser la taille de brassard appropriée pour obtenir des mesures précises.
- Un code couleur permet d'identifier en un coup d'œil la taille souhaitée : noir pour les tailles classiques (standard adulte et cuisse), bleu pour l'adulte petite taille, rouge pour l'adulte grande taille et vert avec motifs amusants pour la taille enfant.
- Le brassard se connecte facilement et rapidement à la tubulure du tensiomètre grâce à un simple clic.
- Pratique pour optimiser le flux de travail dans les services encombrés tels que les urgences.
- Fermeture rapide et fiable par bande auto-agrippante.
- Bord replié pour éviter de marquer le bras et assurer le confort du patient.
- Confection de qualité : aucune couture visible, écartant le risque de s'user et de s'effiloche.
- Ils sont testés pour résister aux environnements cliniques exigeants.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : Sans latex pour minimiser les risques de réaction allergique.
- **Technologie** : connecteur innovateur Flexiport™, qui permet de changer le brassard du tensiomètre en un simple clic. Elimine les tubes et raccords des brassards classiques, ce qui permet d'optimiser les flux de travaux encombrés.
- **Conformité** : brassards conformes aux dernières directives cliniques de l'AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) et de l'AHA (American Heart Association).
- **Garantie** : 3 ans.

Référence	Type	Coloris	Taille	Circonférence
101RSA	Patient adulte	Noir	Taille 11	de 25 à 34 cm
101RSB	Patient adulte petite taille	Bleu	Taille 10	de 20 à 26 cm
101RSC	Patient enfant	Vert avec motifs amusants	Taille 9	de 15 à 21 cm
101RSD	Patient adulte grande taille	Rouge	Taille 12	de 32 à 43 cm
101RSE	Cuisse du patient	Noir	Taille 13	de 40 à 55 cm