

Pince coupe-bague à molette, réf. 102TLA



Description

- La pince coupe-bague permet le retrait rapide et sans risque d'une bague sur un doigt enflé.
- Elle est conçue pour couper une tige de l'anneau avec le minimum d'effort.
- Elle offre une prise en main facile.
- Changement rapide et facile de la lame usée avec la lame pour pince coupe-bague.
- Son petit format permet de la ranger facilement dans les pochettes, les trousseaux mais également dans les sacs d'urgence.
- La pince coupe-bague est destinée aux urgentistes ou aux professionnels de santé dans les situations d'urgence.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : Acier inoxydable.
- **Dimensions** : la 0,5 x Lo 19 x H 6 cm.
- **Poids** : 0,136 kg.
- **Système** : coupe-bague à molette.
- **Capacité** : pince puissante pouvant couper les matériaux (or, argent, laiton, cuivre) jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur.
- **Usage** : pince réutilisable.
- **Type de dispositif** : dispositif médical Classe I.
- **Conformité** : marquage CE.