


## Lame pour pince coupe-bague, réf. 102TLB



### Description

- Lame de remplacement pour pince coupe-bague idéale pour remplacer un accessoire usé ou endommagé.
- Elle permet de couper facilement les métaux utilisés dans la confection de bague comme l'or, l'argent, le laiton ou le cuivre.
- Montage très facile sur une pince coupe-bague (réf. 102TLA) et nettoyage à l'aide d'une solution désinfectante.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : en acier inoxydable.
- **Dimensions** : Ø 30 mm.
- **Poids** : 0,007 kg.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I réutilisable.
- **Conformité** : marquage CE.