

Tensiomètre électronique poignet Omron RS1, réf. 102ZTA



OMRON

Description

- Le tensiomètre électronique poignet OMRON RS1 permet de suivre soi-même sa tension artérielle de manière fréquente et régulière sans avoir besoin d'un professionnel.
- Le bracelet s'enroule facilement autour du poignet.
- Doté de la technologie **Intellisense**, il ajuste automatiquement le gonflage du brassard afin d'assurer un plus grand confort pour l'utilisateur.
- L'écran simple, facile à lire et lisible affiche clairement les mesures de pression artérielle systolique et diastolique.
- Un indicateur s'affiche également pour signaler un problème comme la détection de pulsations cardiaques irrégulières.
- La dernière mesure est enregistrée dans l'appareil.
- Facilement transportable, son format compact permet de l'emporter à domicile ou en déplacement.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Tensiomètre électronique poignet ;
- Piles ;
- Manuel d'instruction ;
- Boîtier de transport.
- **Technologie** : - Système «Intellisense» : ajustement automatique de la pression de gonflage du brassard ;
- Système de sauvegarde de la dernière mesure effectuée ;
- Symbole « **OK** » sur le lecteur : brassard correctement positionné ;
- Signal sonore : indique quand la prise de tension est terminée.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe IIA.
- **Plages de mesure** : 40 à 260 mmHg.
- **Dimensions** : - Tensiomètre : Lo 8 x la 6 x P 2 cm ;
- Périmètre de poignet : 13.5 à 21.5 cm.
- **Poids** : 85 g
- **Alimentation** : piles (fournies).
- **Conformité** : Validation Clinique, Organisme notifié CE0197.
Code EAN : 4015672111097
- **Garantie** : 3 ans.

Modèles poignet	Omron RS7	Omron RS4	Omron RS2	Omron RS1
Référence	101TWA	101TVA	101TXA	102ZTA
Validé cliniquement	•	•	•	•
Moyenne de 3 mesures en 10 minutes	•	•	---	---
Indicateur d'hypertension	•	•	•	•
Indicateur de battement irrégulier	•	•	•	•
Indicateur d'installation correcte	•	•	•	•
Détection des mouvements du corps	•	•	---	---
Capteur de positionnement	•	•	---	---
Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)	•	•	•	•
Mémoires	2 x 100	60	30	0
Type du bracelet	Souple, adapté aux poignets forts	Préformé	Préformé	Préformé