

Alèses MoliCare® Premium bordable, réf. 103CRA



Description

- Les alèses MoliCare® Premium bordables sont destinées à la protection de la literie et des fauteuils des patients souffrant d'incontinence.
- Elles sont constituées d'un coussin absorbant recouvert d'un voile de surface et d'un film blanc imperméable avec 2 ailes bordables afin de maintenir l'alèse sur les bords d'un matelas.
- Les alèses sont à usage unique.
- Elles possèdent une forte capacité d'absorption de 7 gouttes.
- Ces alèses jetables conviennent pour tout type d'incontinence chez la personne.
- Les alèses MoliCare® Premium bordables sont régulièrement utilisées par les professionnels de santé dans les hôpitaux, elles trouveront également leur place au sein des maisons de retraite ou dans le cadre d'une hospitalisation à domicile.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Voile de surface : nontissé externe, hydrophile ;
- Un coussin absorbant : constitué de cellulose ;
- Un film externe avec ailes bordables : en polyéthylène imperméable ;
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt ;
- Absence de latex.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : - Alèse : 60 x 180 cm ;
- Partie absorbante : 60 x 90 cm.
- **Poids** : 75,4 g (± 10%).
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I à usage unique.
- **Capacité d'absorption (ISO 11948-1*)** : 1201 ml.
- **Lieu de fabrication** : Espagne.
- **Conditionnement** : en sachet polyéthylène de 30 alèses.

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.