


## Gel de contact Konix, réf. 103DNA



### Description

- Gel de contact Konix est un gel de transmission ultrasonique et hypoallergénique pour les échographies.
- Le gel de contact Konix est idéal lors d'un examen d'échographie. Si le praticien n'utilise pas de gel d'échographie, une fine couche d'air est présente entre la sonde et la peau du patient, ce qui rend la visibilité mauvaise.
- Le gel de contact Konix est indispensable pour obtenir une image de bonne qualité.
- Il s'applique directement sur la sonde d'échographie ou sur la peau du patient pour réaliser ce type d'examen.
- Hypoallergénique et non irritant, il assure un confort optimal pour le patient lors de son application.
- Stérile, il est également recommandé pour les applications thérapeutiques et diagnostiques des ultrasons qui nécessitent un produit stérile.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Double sachet d'aluminiums stérilisés ;  
- Non irritant, hypoallergénique ;  
- Non spermicide.
- **Aspect** : transparent, complètement aqueux (ne tache pas les vêtements et n'endommage pas les appareils).
- **Contenance** : 20 ml, cette contenance est économique et permet au praticien d'utiliser la bonne dose de produit.
- **Conditionnement** : par boîte de 45 doses unitaires stériles.
- **Conditions de stockage** : conserver dans un environnement sec.
- **Origine** : Turquie.