

Blouse chirurgicale à usage unique avec manche jersey, réf. 103EIA



Description

- La blouse chirurgicale à usage unique est une blouse de protection jetable qui permet d'éviter le risque de contamination.
- Non stérile, elle est munie de liens à la taille ainsi que d'un auto-agrippant au cou pour la fermeture de la blouse.
- Elle possède des manches longues et des poignets en jersey.
- Son utilisation est idéale pour le personnel médical et les visiteurs dans les hôpitaux, cliniques...
- Elle s'enfile simplement au dessus des vêtements médicaux pour les soignants et au-dessus des vêtements pour les visiteurs.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - Blouse médicale : en polypropylène non tissé 35 g/m² ;
- Manches : en jersey côtelé.
- **Equipement :** munie de liens à la taille, ainsi que d'un auto-agrippant au cou pour la fermeture de la blouse.
- **Taille :** taille unique.
- **Type de dispositif :** dispositif médical de classe I à usage unique.