

## Charlotte clip accordéon, réf. 103BQA



### Description

- La charlotte clip accordéon permet de garder un milieu stérile pour une hygiène optimale.
- L'hygiène est primordiale, la charlotte protège ainsi les cheveux.
- Elle permet aussi d'éviter que les cheveux se retrouvent en contact avec de la nourriture dans la restauration.
- La charlotte permet d'éviter ainsi toute propagation de bactéries, virus...
- Sans latex, cette charlotte convient aux personnes qui en sont allergiques.
- La charlotte de protection est indispensable dans le milieu hospitalier lors d'interventions chirurgicales, dans le milieu médical, dans la restauration...

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Polyéthylène 10 – 14 gsm ;  
- Sans latex.
- **Coloris** : bleu.
- **Dimensions** : diamètre de 50 cm.
- **Fixation** : par élastique.
- **Conditionnement** : en sachet de 100 charlottes.