

Pèse-personne mécanique avec indicateur IMC Terraillon, réf. 103FBA



Description

- Le pèse-personne mécanique Terraillon est le seul à indiquer la catégorie IMC (Indice de Masse Corporelle) en plus de mesurer le poids.
- Pèse-personne à aiguille simple à utiliser pour surveiller le poids.
- Grand cadran avec aiguille et graduation de coloris blanc sur fond noir pour une lecture claire du résultat.
- L'utilisateur ajuste simplement la bague IMC autour du cadran en fonction de sa taille (aligner la taille de l'utilisateur avec le zéro) pour déterminer sa catégorie IMC à l'aide d'un code couleur clair : bleu (maigre), vert (normal), orange (surpoids) et rouge (obèse).
- Idéal pour surveiller son poids dans le cadre de l'autosurveillance médicale : diabète, etc.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : Plateau plat avec finition en plastique.
- **Coloris** : marron.
- **Dimensions** : - Pèse-personne : H 50 x L 290 x la 270 mm ;
- Cadran : Ø 110 mm.
- **Poids** : 1.9 kg.
- **Type de pesée** : mécanique.
- **Capacité** : portée maximum de 150 kg.
- **Graduation** : par 1 kg (blanche bien visible).
- **Garantie** : 5 ans.