

Pantalon de protection à usage court



Description

- Le pantalon de protection à usage court est composé de polypropylène non-tissé.
- Il est reconnu pour être généralement anallergique, léger et confortable.
- Il offre une protection du bas du corps contre les salissures.
- Le pantalon de protection à usage court est adapté aux secteurs médical, industriel et agroalimentaire.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : composé de polypropylène non-tissé. Matière hydrophobe mais pas étanche. Chimiquement non réactif, généralement considéré comme biologiquement inerte.
- **Coloris** : blanc.
- **Tailles disponibles** : - réf. **103GNA** : taille L ;
- réf. **103GNB** : taille M ;
- réf. **103GNC** : taille XL ;
- réf. **103GND** : taille XXL.
- **Dimensions** : - Taille M : L 115 mm x Circonférence 116 cm ;
- Taille L : L 116 mm x Circonférence 120 cm ;
- Taille XL : L 120 mm x Circonférence 122 cm ;
- Taille XL : L 136 mm x Circonférence 137 cm.
- **Type de dispositif** : vêtement de protection de catégorie 1 à usage unique.
- **Conditionnement** : lot de 50 pantalons.
- **Conformité** : CE PSA VO (EU) 2016/425.

