

Pèse-personne électronique Kern capacité de 180 kg ou 250 kg

KERN



103FPA



103FPB

Description

- Le pèse-personne électronique Kern présent un design élégant avec son plateau en verre.
- Plateau plat, large et stable pour un accès facile et une pesée en toute sécurité.
- Le pèse-personne électronique Kern est simple à utiliser et offre une pesée précise.
- Mise en fonctionnement simple : il suffit de toucher la balance et de monter dessus.
- Lecture aisée du poids sur un grand écran LCD avec de grands chiffres.
- 2 modèles disponibles au choix : capacité de pesée de 180 kg ou 250 kg (à préciser).

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Plateau en verre plat, large et stable ;
- Grand écran LCD ;
- Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale ;
- Piles fournies.
- **Equipements de recharge** : - Piles CR2032 (réf. 4890) ;
- Piles 1,5 V AAA (réf. 101VQA101).
- **Matériaux** : pèse-personne en verre robuste.
- **Coloris** : gris clair.
- **Précision** : indique le poids à 100 g près.
- **Fonction** : Auto/Off, s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes pour économiser les piles.
- **Alimentation** : par piles (fournies).
- **Autonomie** : durée de service jusqu'à 100 h.

Réf.	Dimensions		Poids	Capacité de pesée	Alimentation
	Pèse-personne	Chiffres			
103FPA	Lo 300 x la 300 x H 19 mm	H 40 mm	1.5 kg	Max. 180 kg	2 Piles CR2032
103FPB	Lo 380 x la 330 x H 27 mm	H 50 mm	2 kg	Max. 250 kg	3 Piles 1,5 V AAA