


## Pèse-personne électronique large avec poignée Kern, réf. 103FTA



Poignée intégrée :  
utilisation mobile



Tapis antidérapant  
et résistant à l'usure



Pieds réglables :  
stabilité optimale

### Description

- Le pèse-personne électronique Kern est doté d'un plateau très large et facile d'accès.
- Il est doté d'une poignée intégrée pour une utilisation mobile.
- Pèse-personne électronique médical étudié pour la sécurité des patients avant tout, quel que soit leur âge et quelle que soit leur corpulence.
- Montée facile et en toute sécurité des personnes âgées, à mobilité réduite ou corpulentes.
- Facile à utiliser, performant et automatique : il suffit de toucher la balance, de monter dessus et de lire le poids.
- Ce pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour la gériatrie, le secteur paramédical ou les particuliers.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Ecran LCD ;  
- Tapis en plastique antidérapant et résistant à l'usure ;  
- Pieds réglables pour une stabilité optimale ;  
- Poignée intégrée pour une utilisation mobile ;  
- 4 Piles 1.5 V AAA.
- **Equipement en option :** lot de 4 piles 1,5 V LR03 - AAA (réf. 101VQA101).
- **Coloris :** noir et blanc.
- **Dimensions :** - Pèse-personne : Lo 433 x la 370 x H 35 mm ;  
- Hauteur des chiffres : 30 mm (lecture aisée sans avoir à se pencher).
- **Poids :** 3 kg.
- **Capacité de charge :** jusqu'à 200 kg.
- **Précision :** indique le poids à 100 g près.
- **Alimentation :** piles 1.5 V AAA (fournies).
- **Autonomie :** durée de service jusqu'à 20 h.
- **Fonction Auto/Off :** la balance s'éteint automatiquement en cas de non-utilisation afin d'économiser les piles.