

Pèse-personne électronique Kern, réf. 103GCA



KERN

- ✓ Meilleure visibilité du poids
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Adapté à un usage intensif
- ✓ Construction robuste
- ✓ Grande précision
- ✓ Ergonomie optimale
- ✓ Hygiénique et facile à nettoyer



Mise en fonctionnement facile sans avoir à se baisser, il suffit de la toucher du pied de monter dessus et de lire le résultat.



Description

- Il est doté d'un écran d'affichage numérique distinct du plateau pour une meilleure visibilité du poids et un espace optimal pour le positionnement des pieds.
- Utilisation facile pour un gain de temps optimal en milieu professionnel.
- Il est adapté à un usage intensif en milieu professionnel avec sa construction robuste.
- Très précis : niveau à bulles pour le réglage horizontal exact de la balance.
- Affichage numérique rapide du poids en grand sur l'écran situé devant la balance pour une visibilité optimale.
- Ergonomie optimale pour le confort et la sécurité du patient : plateau plat réservé complètement au positionnement des pieds, l'écran n'empiète pas sur le plateau.
- Hygiénique et facile à nettoyer.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Ecran d'affichage numérique LCD, sans rétroéclairage ;
- Pieds en caoutchouc réglables (stabilité optimale) ;
- Revêtement en plastique antidérapant et résistant à l'usure ;
- Niveau à bulles (réglage exact à niveau de la balance) ;
- 6 piles AA.
- **Equipement en option** : piles AA de remplacement (réf. **9256**).
- **Coloris** : gris/blanc.
- **Dimensions** : - Plateau : H 80 x Lo 365 x la 360 mm ;
- Afficheur : H 60 x Lo 200 x la 130 mm ;
- Hauteur de chiffres : 25 mm.
- **Poids** : env. 10 kg.
- **Capacité de charge** : 250 kg.
- **Précision** : 200 g.
- **Alimentation** : 6 piles 1.5 V AA (fournies).
- **Autonomie** : jusqu'à 20 heures.