

Fauteuil de vaccination et de prélèvement, réf. 103HZA



Description

- Le fauteuil Carina Médical est un fauteuil robuste destiné à la vaccination et aux prélèvements sanguins.
- Pratique avec ses accoudoirs pour que le patient puisse poser son bras lors de la vaccination ou de la prise de sang.
- Il est adapté aux patients à forte corpulence avec sa capacité de charge de 180 kg.
- Facile et rapide à monter.
- Peu encombrant pour optimiser l'espace et facile à déplacer.
- Sellerie, accoudoirs et piètement faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Ce fauteuil est idéal pour équiper les centres de vaccination, laboratoires d'analyses médicales, cabinets médicaux, centres hospitaliers, pharmacies, etc.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - 2 accoudoirs confortables favorisant la bonne position du bras ;
- 8 vis pour le montage.
- **Matériaux** : - Accoudoirs : en mousse de polyuréthane ;
- **Coloris** : sellerie bleue Tahiti, accoudoirs noirs et piètement argenté.
- **Dimensions** : - Hauteur assise : 48 cm ;
- Largeur assise : 54 cm ;
- Longueur dossier : 65 cm.
- **Capacité de charge** : 180 kg.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I.
- **Origine** : fabriqué en France.
- **Garantie** : 1 an.
- **Conformité** : sellerie plate conforme à la norme anti-feu M2.