

## Casaque chirurgicale stérile bleue, réf. 102DDC



Photo non contractuelle

### Description

- Blouse chirurgicale à usage unique, le casaque est indiquée pour protéger le personnel médical en chirurgie.
- Il est destiné aux chirurgiens, au personnel infirmier de bloc opératoire, anesthésistes, chirurgiens-dentistes, etc.
- Les poignets élastiques sont confortables et plus pratiques pour le port de gants médicaux.
- Le casaque forme une barrière aux projections et bactéries.
- Souple pour un confort optimal, il est facile à enfiler et s'ajuste avec un cordon de serrage à la taille et une fermeture derrière le cou.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : casaque en polypropylène.
- **Résistance** : aux projections et bactéries.
- **Taille** : taille unique.
- **Dimensions** : - Blouse : la 115 x Lo 140 cm ;  
- Manches : longueur de 60 cm ;  
- Emballage individuel : la 250 x Lo 400 mm.
- **Coloris** : bleu.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe Is, stérile à usage unique.
- **Mode de stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement** : carton de 35 unités (400x400x280 mm soit 0.045m<sup>3</sup>). Chaque blouse est sous emballage individuel stérile à usage unique.
- **Péréemption** : consulter l'étiquette présente sur le test.
- **Condition de stockage** : conserver à l'abri de l'humidité à une température de 5°C à 40°C.
- **Fabricant** : Innoset CE 0459.
- **Conformité** : - Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE selon l'annexe : V et VII ;  
- Certification NF EN ISO 13485 :2016 et NF EN ISO 11135 :2007 ;  
- N° de l'organisme notifié : CE 0459 LNE GMED ;  
- Date de première mise sur le marché dans l'UE : 08/04/2019.

### Précautions d'emploi

- Consulter la notice d'utilisation disponible dans chaque carton de conditionnement.
- Set à **usage unique** : ne pas réutiliser (peut entraîner un risque infectieux).
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (perte de l'assurance de la stérilité).