

## Portoir d'évacuation souple, réf. 103GJA



Fabrication  
**FRANÇAISE**

### Description

- Le portoir d'évacuation souple est conçu pour le transport des victimes en espaces restreints ou dans les lieux difficiles d'accès.
- Il est muni d'une bâche en PVC bleu foncé, de 8 poignées dotées d'une gaine pour assurer un confort et un meilleur maintien lors du portage.
- La face intérieure présente une bande antidérapante afin de bloquer le drap et éviter le glissement.
- S'enroule et se stocke facilement grâce à son auto-agrippant de fermeture.
- Idéal pour les ambulances, pompiers, secouristes...

### Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - 4 poignées de portage sur chacun des grands cotés ;
  - Bande antidérapante (face intérieure afin de bloquer le drap) ;
  - Velcros de fermeture pour stockage du portoir en position « roulé ».
- **Matériaux** : bâche PVC (850 gr).
- **Coloris** : bleu foncé.
- **Dimensions** : Lo 200 x la 65 cm.
- **Capacité de charge** : 150 kg.
- **Origine** : fabrication française.
- **Conformité** : conforme à la NIT 330, marquage CE.
- **Garantie** : 1 an.