

Couverture 1 personne jetable, réf. 101AGB ou 101AGC



Réf.	Conditionnement
101AGB	Lot de 5 couvertures
101AGC	Lot de 25 couvertures

Description

- La couverture jetable pour lit une personne est adaptée à une utilisation en milieu médical.
- Elle est douce et confortable pour le patient, ne peluche pas.
- Usage unique, à jeter lorsque les soins sont terminés.
- Hygiène médicale garantie : moyen fiable pour éviter les risques de contamination croisée.
- Idéale pour couvrir les patients dans le secteur médical et chirurgical (services des urgences, services ambulatoires...) notamment lorsqu'ils partent au bloc opératoire ou en salle de réanimation.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Polyester non-tissé ;
- Sans latex.
- **Coloris** : blanc.
- **Taille** : taille unique.
- **Dimensions** : Lo 220 x la 145 cm.
- **Grammage** : 150 g/m².
- **Température de fusion** : 165°C.
- **Conditionnement** : emballage individuel sous sachet recyclé.
- **Type de dispositif** : Dispositif médical classe I à usage unique.
- **Conformité** : Marquage CE. Couverture conforme à la norme NF EN ISO 12952-1 : décembre 2010, comportement au feu des articles de literie (allumabilité par une cigarette en combustion*).

*Test réalisé par le FCBA accrédité COFRAC.