

Appareil fumeur simulateur des effets du tabagisme, réf. 103FFA100



Description

- L'appareil fumeur simulateur des effets du tabagisme est un outil pédagogique pratique à utiliser dans le cadre de la prévention du tabagisme.
- Il simule en direct les conséquences d'une cigarette.
- Fumer des cigarettes peut causer des dommages à la plupart de nos organes, plusieurs maladies, y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer du poumon et les maladies respiratoires.
- Nouveau modèle de tabagisme 3 en 1, absolument unique, mais rentable et convivial, démontre clairement et de manière spectaculaire les résultats du tabagisme actif, passif et tiers.
- Le goudron qui s'accumule dans les poumons lors de la fumée d'une cigarette est collecté sur un demi-filtre circulaire.
- Le goudron qui atteindrait le poumon d'un fumeur passif peut être vu sur un autre filtre semi-circulaire.
- L'effet du tabagisme à la troisième main peut être observé sur la paroi du cylindre transparent. Le résidu chimique de la fumée de tabac peut être collecté à l'aide d'un coton-tige.
- Idéal pour les écoles d'infirmiers et infirmières, lycées, collèges, facultés de médecine...
- Il faut s'assurer que l'appareil est utilisé conformément à la législation locale.

Appareil en détails

