

## Tensiomètre bras AutoTensio® Spengler



bleu myrtille



rouge corail



Spengler

### Description

- L'autotensiomètre Spengler est conçu pour l'automesure tensionnelle.
- Facile à utiliser, il assure une prise de tension entièrement automatique et précise.
- Tensiomètre automatique afin d'écarter toute erreur de manipulation et de diagnostic.
- Gonflage de manière automatique sans effort et dégonflage rapide.
- Utilise une méthode de mesure oscillométrique avec un affichage à cristaux liquides numériques.
- Brassard de couleur à fermeture autoagrippante facile.
- Il est doté de fonctions pratiques pour l'automesure de la tension :
  - Indicateur tricolore de risque OMS, le résultat obtenu est lisible en temps réel ;
  - Mémoire de 2 utilisateurs : 2 x 60 mémoires horodatées ;
  - Détecteur d'arythmie cardiaque ;
  - Moyenne des 3 dernières mesures ;
  - Indicateur de décharge des piles.

### Caractéristiques techniques

- **Modèle** : - réf. **103CTB** : coloris bleu myrtilles ;  
- réf. **103CTC** : coloris rouge corail.
- **Equipements** : - Tensiomètre bras AutoTensio® Spengler ;  
- Brassard adulte taille M ;  
- 4 piles LR6 AA ;  
- Housse de transport ;  
- Manuel d'utilisation.
- **Equipement en option** : adaptateur secteur en option.
- **Technologie** : - Affichage à cristaux liquides numériques ;  
- Indicateur tricolore de risque OMS ;  
- Détecteur d'arythmie ;  
- Indicateur de décharge des piles ;  
- 2 utilisateurs possibles avec une mémoire de 60 mesures horodatées.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe IIa.
- **Circonférence du bras** : de 22 à 42 cm (taille M).
- **Alimentation** : 4 piles LR6 AA (fournies).
- **Garantie** : 2 ans.
- **Conformité** : EAN : 3700446022501.