

Gants Polysem en vinyle non poudrés, réf. 102TCA...



Description

- Les gants Polysem sont dédiés à la réalisation de soins simples nécessitant une étanchéité bactériologique.
- Ils offrent un grand confort grâce à leur élasticité, leur souplesse et leur résistance.
- Ils minimisent les risques d'allergie.
- Epaisseur optimisée pour un toucher ultra-sensible.
- Non poudrés, compatibles avec l'utilisation de solution et gel hydroalcooliques.
- Gants à usage unique adaptés au contact alimentaire.
- Disponibles en 5 tailles pour des gants parfaitement adaptés aux mains du personnel soignant.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - En polychlorure de vinyle non poudrés ;
- Sans latex, sans DEHP et sans accélérateurs (minimisent significativement les risques d'allergie).
- **Coloris :** translucide.
- **Type de dispositif :** dispositif médical de classe I à usage unique, non stérile. Equipement de protection individuel de catégorie III adaptés au contact alimentaire (sauf corps gras)*.
- **Type de protection :** - Protection contre les produits chimiques de Type C ;
- Protection contre les bactéries et les virus.
- **Molécules chimiques :** Molécule : Hydroxyde de sodium 40% ;
Lettre code norme ISO 374-1 : K ;
Niveau de perméation : 6.
- **Conformité :** conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4, EN ISO 374-1&5, EN 374-2&4, EN 16523-1, ISO 16604 et NF EN 420.

*Le PVC (vinyle) étant un dérivé pétroliers, tous les solvant organiques ou matières grasses sont susceptibles de solubiliser la matrice PVC

Niveaux de performance à la perméation

Temps de passage mesuré	> 10 min	> 30 min	> 60 min	> 120 min	> 240 min	> 480 min
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

Référence	Taille	Taille de la manchette	Conditionnement
102TCA100	5 - 6	Longueur de 24 cm	Par boîte de 200 gants
102TCA101	6 - 7	Longueur de 24 cm	Par boîte de 200 gants
102TCA102	7 - 8	Longueur de 24 cm	Par boîte de 200 gants
102TCA103	8 - 9	Longueur de 24 cm	Par boîte de 200 gants
102TCA104	9 - 10	Longueur de 24 cm	Par boîte de 180 gants

