

Drap de transfert à usage unique, réf. 103LBB ou 43051



Description

- Le drap de transfert à usage unique est utilisé pour déplacer un patient facilement et en toute sécurité, lorsqu'il est allongé ou en position assise.
- Drap de portage de qualité en non-tissé (2 qualités au choix) : matière souple, très résistante, conçu pour les services de secours, ambulances, pompiers, etc.
- Matière douce, qui ne peluche pas et hydrophobe.
- Pliage conçu pour faciliter la mise en place facile et rapide sur les brancards et civières, les plans durs, les chaises d'évacuation, etc.
- Ouverture facile en un seul geste.
- Indispensable dans les services des urgences, hôpitaux, EHPAD...

Caractéristiques techniques

- **Modèle** : - réf. **43051** : grammage de 62 g/m² ;
- réf. **103LBB** : 70 g/m² (plus épais et résistant)
- **Matériaux** : - Non tissé Spunbonded 100% polypropylène (hydrophobe) ;
- Sans latex.
- **Confort** : antistatique.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : Lo 220 x la 150 cm.
- **Résistance** : - Charge : maximum 150 kg ;
- A la rupture : Sens machine : 98 N - Sens travers : 65 N (± 2 N) ;
- A la déchirure : Sens machine : 178% - Sens travers : 120% (± 10%).
- **Type de dispositif** : dispositif à usage unique.
- **Conditionnement** : en carton de 50 draps sous emballage individuel pour une hygiène parfaite.
- **Conditions de stockage** : ne pas exposer au soleil et à l'humidité. Conservé à une température ambiante de -5°C à 40°C et un taux d'humidité inférieure à 80%.
- **Conformité** : - Norme d'inflammabilité : NF EN ISO 15025 ;
- Rapport sur le portage : Laboratoire Cetelor - N°1311/032-09.