

## Pèse-bébé pliant Easy, réf. 102HUA



### Description

- Le pèse-bébé pliant Easy est le premier pèse-bébé doté d'une fonction de pliage.
- Pratique, il peut facilement être réduit de moitié et impressionne par son faible poids.
- Poignée de transport intégrée et un design réussi sous la forme d'un beauty case.
- Balance particulièrement maniable et facile à transporter.
- Même lorsque l'enfant est dans une position très instable, le système de pesée en huit points garantit toujours une détermination exacte du poids, qui est complétée par un grand affichage numérique extrêmement lisible.
- Le pèse-bébé est doté d'une fonction d'arrêt automatique respectueuse de l'environnement, ce qui se traduit par une longue durée de vie des piles.
- Idéal pour les sages-femmes effectuant des visites à domiciles, les médecins, les pédiatres ou les pharmacies. Peut également être utilisé par les parents.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Poignée de transport intégrée ;  
- Ecran LCD : le poids de l'enfant est indiqué de manière lisible sur un écran d'affichage numérique ;  
- 8 capteurs : précision élevée (détermination exacte du poids de l'enfant, même si celui-ci est dans une position instable).
- **Equipement en option** : réf. 102HVA sac de transport avec bandoulière réglable et 2 poignées de transport.
- **Fonctions** : - Arrêt automatique : économie d'énergie, extinction automatique après usage pour garantir une longue durée de vie des piles ;  
- Tarage : possibilité de tarer un linge posé sur la balance ;  
- Mémoire : le poids reste affiché quelques secondes après avoir retiré l'enfant de la balance.
- **Dimensions** : - Balance ouverte : Lo 740 x la 315 x H 53 mm ;  
- Balance fermée : Lo 375 x la 315 x H 105 mm.
- **Poids** : 1,9 kg.
- **Coloris** : blanc.
- **Capacité de portée** : 15 kg, graduation 10 g.
- **Alimentation** : fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).
- **Conformité** : mécanisme pliant breveté avec verrouillage magnétique.
- **Garantie** : 2 ans.