

## Pèse-bébé électronique évolutif, réf. 103KQA



### Description

- Le pèse-bébé électronique évolutif de la marque Terraillon est indiqué pour l'examen de pesée du nourrisson.
- Il permet également de peser des enfants, grâce à la nacelle détachable, dont le poids ne dépasse pas les 20 kg.
- Sécurité et confort optimal : le design ergonomique du pèse-bébé assure la sécurité du nourrisson grâce aux bords incurvés et aux larges pieds du plateau.
- Afin de faciliter les déplacements avec l'appareil, un sac de transport est livré avec le produit.
- Idéal pour les cabinets de médecine générale et les services pédiatriques.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Pèse-bébé électronique évolutif ;
  - Nacelle détachable ;
  - Affichage numérique : grand écran rétroéclairé pour une lecture rapide du résultat ;
  - Sac de transport.
- **Fonctions :** - Blocage : la balance est capable d'afficher le poids du bébé même si celui-ci est agité pendant la pesée ;
  - Tare : pour son confort, le nourrisson peut être installé sur une serviette posée sur la balance. Le poids du tissu ne sera pas pris en compte par l'appareil.
- **Finition du plateau :** plastique et verre.
- **Coloris :** blanc.
- **Dimensions :** - Plateau : Lo 34 x la 30 cm ;
  - Taille de la nacelle : Lo 50 x la 30,5 x H 6 cm.
- **Poids :** 1.8 kg.
- **Capacité maximale :** 20 kg.
- **Graduation :** 5 g.
- **Alimentation :** 3 piles AA (non incluses).
- **Garantie :** 2 ans.



Sac de transport