Date de révision : 08/06/2023



Fauteuil roulant manuel D200 à dossier fixe ou inclinable



Description

- Le fauteuil roulant manuel D200 est léger et facile à manier.
- Destiné à un usage intérieur et extérieur.
- Il est équipé de monte-trottoirs pour franchir facilement les bordures, de poignées de poussée réglables pour le confort de l'accompagnant.
- Largeur d'assise confortable avec siège et dossier rembourrés.
- Circulation aisée et une accessibilité à tous les espaces, y compris les plus exigus.
- Réglages faciles pour le confort de l'utilisateur (assise, accoudoirs, repose-pieds).
- Facile à transporter et à stocker.
- Facile à plier et compact pour un transport facile et un encombrement réduit lors du stockage (largeur de 30 cm une fois plié).
- Roues à démontage rapide grâce au bouton poussoir situé au centre de la roue.
- Le fauteuil roulant manuel D200 à dossier inclinable 30° (réf. **103LHB100**) est également disponible, il est doté des mêmes fonctionnalités avec une barre de poussée réglable et le dossier est pliable en avant pour passer facilement dans un coffre de voiture.

Caractéristiques techniques

- Equipements : Poignées de poussée ajustables en hauteur ;
 - Assise (profondeur de 43 cm) et dossier (Hauteur de dossier 42 cm) rembourrés ;
 - Accoudoirs design ultra-légers rabattables en arrière, réglables en hauteur et en profondeur ;
 - Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur (angle de reposepieds aiustable : de 38,5 à 45,5 cm) ;
 - Hauteur de siège ajustable en trois positions (réglable à 47, 50 ou 53 cm);
 - Réglage de paliers arrières ;
 - Monte-trottoir.
- Equipements spécifiques (réf. 103LHB100): Dossier inclinable à 30° et rabattable sur l'avant ;
 - Barre de poussée réglable en hauteur.
- Matériaux : Structure, arrière : aluminium ;
 - Revêtement : nylon noir ;
 - Roue avant: 200x35 Krypton (version standard avec bandages noirs).
- **Dimensions:** Assise: H 42 x la 44 x P 43 cm;
 - Fauteil plié: 30 cm;
 - Fauteuil complet : la 64 x P 101 cm.
- Poids: 16.8 kg.
- Coloris: gris carbone.
- Capacité de charge : 130 kg.
- Zone d'utilisation : intérieur et extérieur.
- Type de dispositif : dispositif médical de classe I.
- Garantie: 4 ans (châssis et croisillons) et 2 ans (pièces détachées).