

## Bande adhésive Hypafix Skin Sensitive



Réf.	Dimensions
103KLA	la 10 cm x Lo 2 m
103KLB	la 5 cm x Lo 5 m
103KLC	la 10 cm x Lo 5 m

### Description

- Bande adhésive Hypafix Skin Sensitive indiquée pour :
  - La fixation de pansements adaptée aux peaux fragiles et sensibles (personnes âgées, nouveaux-nés, etc) ;
  - La sécurisation des dispositifs tels que les cathéters, les tubulures, les sondes et les drains.
- En matière non-tissée, souple et résistante.
- Multi-extensible, la bande offre une grande liberté de mouvements.
- Haute tolérance cutanée, retrait atraumatique qui ne laisse ni résidu ni trace sur la peau. Spécialement conçue pour les peaux fragiles et sensibles.
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau ce qui limite donc les risques de macération.
- Radio-transparente ce qui évite de retirer le dispositif lors d'examen médical.

### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Support : tissu blanc non-tissé 100% polyester avec motif bleu (vagues) ;
  - Masse adhésive : silicone (contact avec la peau) et acrylique ;
  - Élément protecteur : papier polyéthylène ;
  - Sans latex, sans phtalates, sans colophane.
- **Type de dispositif** : dispositif non stérile à usage unique.
- **Conditionnement** : par rouleau en boîte unitaire.
- **Conditions de stockage** : conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.