

## Bande adhésive Hypafix multi-extensible



### Description

- Bande adhésive Hypafix à découper selon les besoins.
- Idéal pour :
  - Le maintien de pansements, notamment de grandes dimensions ;
  - La fixation de drains et de cathéters ;
  - Retrait atraumatique pour protéger les peaux sensibles ;
  - Radio-transparent pour conserver le port du dispositif lors d'examen.
- Limite les risques de macération grâce à sa matière perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Non-tissé et multi-extensible, enduit d'une masse adhésive acrylique sur la surface du pansement pour une adhérence parfaite sur la peau par simple pression.



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - 10
- **Matériaux** :
  - Support : non-tissé extensible, 100% polyester sans liant ;
  - Masse adhésive : Copolymères acryliques (haute tolérance cutanée) ;
  - Élément protecteur : Papier silicón prédecoupé, imprimé avec quadrillage ;
  - Formule sans latex, sans phtalates.
- **Coloris** : blanc.
- **Type de dispositif** : dispositif non stérile à usage unique.
- **Conditionnement** : par rouleau à découper dans une boîte individuelle.
- **Conditions de conservation** : conserver dans un endroit sec et frais (<25°C), à l'abri de la lumière.
- **Contrôles produit** :
  - Support : Masse surfacique, épaisseur ;
  - Masse adhésive : Identification par spectrométrie IR, viscosité, extrait sec ;
  - Élément protecteur : Masse surfacique, épaisseur, siliconage ;
  - Produits finis : Contrôle quantitatif et qualitatif de la masse adhésive, Contrôle de l'adhésivité sur acier par pelage.

Réf.	Dimensions
6451	la 2.5 cm x Lo 10 m
6451A	la 5 cm x Lo 10 m
6451B	la 10 cm x Lo 10 m
6451C	la 15 cm x Lo 10 m

### Conseils d'utilisation

- **Indications** : Toutes les indications des sparadraps en grande largeur (pansements de grandes dimensions en postopératoire) sur sujets allergiques aux sparadraps de masse adhésive traditionnelle. Fixation de drains et de cathéters.
- **Contre-indications** : intolérance aux masses adhésives acryliques.
- **Mode d'emploi** :
  - Se conformer aux informations disponibles sur l'emballage ;
  - Appliquer sur peau sèche et propre ;
  - Pour décoller l'élément protecteur, plier au niveau de la prédécoupe du protecteur, puis effectuer une légère traction transversale pour permettre une séparation aisée de la bande adhésive.
- **Précautions d'emploi** :
  - Ne pas exercer de tension lors de la pose du pansement : risque d'apparition de phlyctènes (décollement de l'épiderme), risque accentué en particulier par la présence de réactions inflammatoires ou oedémateuses, après intervention chirurgicale ;
  - Eviter l'emploi d'ammoniums quaternaires avant pose du dispositif.