

## Raccord biconique asymétrique 7/4 mm, réf. 103KJA



### Description

- Le raccord biconique asymétrique permet de raccorder aisément tout type de tubulure de diamètres différents.
- Raccord biconique asymétrique permettant de raccorder un aspirateur à mucosités à une canule d'aspiration.
- Absence de latex, de DEHP, de produit d'origine animale ou biologique.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - En polypropylène ;  
- Absence de latex, de DEHP, de produit d'origine animale ou biologique.
- **Dimensions** : Ø 4-6 mm / Ø 7- 10 mm.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe IIa, stérile à usage unique.
- **Conditionnement** : Par boîte de 30 raccord biconique asymétrique.
- **Conditions de stockage** : conserver à l'abri de l'humidité et du soleil. Température de stockage entre 5°C et 40°C.
- **Durée de vie** : 5 ans.
- **Conformité** : certifié CE.