

Audiomètre de dépistage Auditest Electronica Medical®, réf. 00885





Boitier audiométrique : touches silencieuses et embossées



Casque : Sennheiser — léger, confortable, haute isolation phonique

Description

- L'audiomètre de dépistage Auditest Electronica Medical® est un appareil portable qui a été conçu pour un diagnostic auditif précis.
- Appareil de test auditif portable, grâce à sa petite taille et son ergonomie il est utilisable d'une seule main.
- Appareil professionnel très performant et simple d'utilisation, touches silencieuses et embossées.
- Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz
- Idéal en médecine scolaire et médecine du travail pour le dépistage des déficiences auditives

Caractéristiques techniques

- Equipements : Boitier audiométrique avec écran LCD ;
 - Casque ;
 - 2 piles bâtons LR6 de 1,5 V ;
 - Housse de protection ;
 - Notice d'utilisation et d'entretien.
- Gamme de fréquences : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz.
- Niveau sonore : niveau de sortie ajustable de -10 à 100 dB.
- Incrément de niveau : par pas de 5 dB.
- Précisions : Fréquences : ± 2 % ;
 - Niveaux : ± 3 dB.
- Fonctions: Stimulations: son continu ou son pulsé;
 - Arrêt automatique.
- Alimentation: 2 piles de 1,5 V type AA / LR06 (fournies).
- Dimensions boîtier: L 79 x H 122 x Ep. 33 mm.
- Poids : Total de l'ensemble : 600 g ;
 - Boîtier audiométrique seul : 155 g.
- Origine: produit de fabrication française.
- Garantie: 3 ans.
- Conformité: Marquage CE Médical (G-MED / CE 0459);
 - Conforme à la norme de l'audiométrie EN 60645-1.