

## Fauteuil de prélèvement pivotant Carina médical, réf. 7214\*

\*choisir coloris



72140  
orange



7214N  
Noir



7214BR  
Bleu roi



7214R  
Rouge



7214V  
Vert

Fabrication  
**FRANÇAISE**

### Description

- Fauteuil de prélèvement pivotant Carina médical pour effectuer les prises de sang.
- Confort du patient :
  - Hauteur de l'assise réglable par système hydraulique ;
  - Dossier et relève-jambes réglables avec un piston à gaz ;
  - Sellerie confortable ;
  - Gouttières ajustables en hauteur avec l'angle d'inclinaison souhaité.
- Fauteuil assurant la position de Trendelenburg.
- Fauteuil pivotant à 360 degrés à l'aide d'une simple poignée, il limite l'encombrement et facilite l'accès au fauteuil.
- Doté d'un piètement central robuste sur socle chromé.
- Hygiène médicale optimale : coutures de la sellerie non apparentes pour une désinfection aisée.
- Ergonomie optimale pour réaliser les prélèvements sanguins dans tous les environnements de travail : laboratoires d'analyses médicales, cabinet médical, hôpital, etc.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements** :
  - Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation ;
  - Piètement robuste sur socle chromé ;
  - Commande : actionneur mécanique ;
  - 2 gouttières réglables en toutes positions.
- **Options disponibles (nous consulter)** :
  - Appui-bras ;
  - Gouttière polyuréthane ;
  - Tête demi-lune etc ;
  - Protection plastique pour la jambière ;
  - Porte-rouleau pour drap d'examen ;
  - Plateau inox ;
  - Tige porte-sérum 2 crochets.
- **Matériaux** :
  - Sellerie : mousse (épaisseur 8 cm) sans couture apparente ;
  - Revêtement de classe anti-feu M1 ;
  - Socle chromé.
- **Dimensions** :
  - Fauteuil : la 55 x Lo 175 cm ;
  - Hauteur variable hydraulique : de 52 à 72 cm.
- **Capacité de charge** : 130 Kg en dynamique.
- **Système** :
  - Hauteur variable hydraulique ;
  - Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz ;
  - Gouttières : réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I.
- **Origine** : mobilier médical de fabrication française.
- **Garantie** : 1 an.