

Oxymètre de pouls Oxy One Plus PC-60F, réf. 103PKA



Description

- L'oxymètre de pouls Oxy One Plus PC-60F permet de mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la fréquence cardiaque.
- Utilisable sur les patients adultes et enfants.
- Ecran OLED couleur pour un affichage net des mesures et mode d'affichage en 4 directions.
- Affichage de 3 paramètres : SpO2, rythme cardiaque et indice de perfusion.
- Mesure en continu ou ponctuelle d'une durée de 30 secondes.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Oxymètre de pouls avec écran OLED ;
 - Dragonne ;
 - 2 piles AAA ;
 - Notice d'utilisation en 4 langues.
- **Coloris** : Noir/Bleu.
- **Dimensions** : H 28 x l 33 x L 55 mm.
- **Poids** : 48 g.
- **Alimentation** : 2 piles AAA.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe IIA. Protection eau et poussière IP22.
- **Capacité mémoire** : 12 mémoires.
- **Plage de mesure de la SpO2** : 35% - 100%, de 30 à 240 BPM (Battements Par Minute).
- **Fonctions** : - Activation et désactivation du signal sonore ;
 - Marche / Arrêt automatique.
- **Conditions d'utilisation** :
 - Température ambiante : comprise entre 5°C et 40°C ;
 - Taux d'humidité : de 30% à 80% ;
 - Pression : 70 à 106 KPA.
- **Garantie** : 2 ans.
- **Conformité** : dispositif médical qui répond à la norme CE médical et FDA. Certifications 93/42/EEC.
Organisme notifié : CE0123.