

Réfrigérateur à compression 29 L, réf. 103PZA



Façade surélevée



Serrure de porte
(2 jeux de clés
fournis)



Façade surélevée




Ventilateur intégré



3 tiroirs métalliques



Affichage
numérique



Description

- Réfrigérateur médical pour stocker les vaccins et médicaments au frais et à température constante (ne convient pas pour réfrigérer le sang).
- Faible consommation d'énergie, doté d'un système puissant à compression qui permet une montée rapide du froid en cas de températures ambiantes élevées.
- Température constante régulée à + 5°C (variable à $\pm 3^\circ\text{C}$) par un ventilateur intégré.
- Affichage numérique de la température dans le bandeau de porte.
- Signal sonore lorsque la porte reste ouverte plus de 20 secondes.
- Façade surélevée pour protéger les produits de l'air chaud.
- Destiné aux hôpitaux, maisons de retraite, laboratoires, centres de soins, cabinets de consultation médicale, etc.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :**
 - Butée du couvercle : s'ouvre à droite ;
 - Eclairage intérieur : éclairage à LED ;
 - Thermostat électronique (ventilateur intégré) ;
 - Affichage numérique ;
 - Serrure de porte (stockage sécurisé) ;
 - 2 jeux de clés ;
 - 3 tiroirs métalliques de qualité, compartiments flexibles (extensibles aux 3/4 pour une accessibilité facile) ;
 - Gaz réfrigérant : type R600a.
- **Matériaux :**
 - Bâti : en plastique entièrement fini avec revêtement de la paroi arrière ;
 - Isolation complète : en mousse de polyuréthane.
- **Coloris :** blanc.
- **Dimensions (fermé) :** H 58 x L 42.2 x P 45 cm.
- **Poids :** 20 Kg.
- **Fonction :** mémoire des valeurs minimales et maximales de température dans un intervalle de temps défini.
- **Capacité :** 29 litres.
- **Quantité de fluide réfrigérant :** 38 g.
- **Puissance :**
 - Fréquence d'entrée [Hz] 50 Hz ;
 - Tension d'entrée (AC) 230 V ;
 - Puissance d'entrée nominale (AC) : 70 W ;
 - Sonore : 45 dB (A).
- **Classe énergétique :** A+.
- **Réglage de températures :** de 2°C à 8°C.
- **Mode de fixation :** à poser ou à encastrer (sans possibilité de modifier le côté d'ouverture de la porte).
- **Conformité :** Certificats CB, CE. Niveau sonore conforme aux normes EN60704-1 & 60704-2-14.
- **Garantie :** 2 ans.

