


## Réfrigérateur à compression 43 L, réf. 103PZB



### Description

- Réfrigérateur médical pour stocker les vaccins et médicaments au frais et à température constante (ne convient pas pour réfrigérer le sang).
- Faible consommation d'énergie, doté d'un système puissant à compression qui permet une montée rapide du froid en cas de températures ambiantes élevées.
- Température constante régulée à + 5°C (variable à  $\pm 3^\circ\text{C}$ ) par un ventilateur intégré.
- Affichage numérique de la température dans le bandeau de porte.
- Signal sonore lorsque la porte reste ouverte plus de 20 secondes.
- Facade surélevée pour protéger les produits de l'air chaud.
- Destiné aux hôpitaux, maisons de retraite, laboratoires, centres de soins, cabinets de consultation médicale, etc.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements :**
  - Butée du couvercle : s'ouvre à droite ;
  - Eclairage intérieur : éclairage à LED ;
  - Thermostat électronique (ventilateur intégré) ;
  - Affichage numérique ;
  - Serrure de porte (stockage sécurisé) ;
  - 2 jeux de clés ;
  - 3 tiroirs métalliques de qualité, compartiments flexibles (extensibles aux 3/4 pour une accessibilité facile) ;
  - Gaz réfrigérant : type R600a.
- **Matériaux :**
  - Bâti : en plastique entièrement fini avec revêtement de la paroi arrière ;
  - Isolation complète : en mousse de polyuréthane.
- **Coloris :** blanc.
- **Dimensions (fermé) :** H 59.2 x L 48.6 x P 49.4 cm.
- **Poids :** 20 Kg.
- **Fonction :** mémoire des valeurs minimales et maximales de température dans un intervalle de temps défini.
- **Capacité :** 43 litres.
- **Quantité de fluide réfrigérant :** 38 g.
- **Puissance :**
  - Fréquence d'entrée : 50 Hz ;
  - Tension d'entrée (AC) : 230 V ;
  - Puissance d'entrée nominale (AC) : 70 W ;
  - Sonore : 45 dB (A).
- **Classe énergétique :** A+.
- **Réglage de températures :** de 2°C à 8°C.
- **Mode de fixation :** à poser ou à encastrer (sans possibilité de modifier le côté d'ouverture de la porte).
- **Conformité :** Certificats CB, CE. Niveau sonore conforme aux normes EN60704-1 & 60704-2-14.
- **Garantie :** 2 ans.

