

Taie d'oreiller jetable, réf. 104CRA100



Description

- La taie d'oreiller jetable à usage professionnel est idéale dans le secteur médical : services de chirurgie ambulatoire, salles de réveil, salles de réanimation, services des urgences, ambulances, etc.
- Confortable et hygiénique, elle permet de lutter contre les risques de contamination croisée entre les patients.
- Utilisation pour un seul patient, à jeter lorsque les soins sont terminés.
- Fabriquée en matière très résistante (résistance longitudinale et transversale), douce au toucher et respirante. Elle ne peluche pas.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : en polypropylène non tissé Spunbond Meltblown Spunbond (SMS), matière très résistante (résistance longitudinale et transversale), douce au toucher et respirante.
Ne peluche pas.
Sans latex.
- **Traitement** : antistatique pour neutraliser la charge électrique sur le tissu.
- **Coloris** : bleu.
- **Dimensions** : - 65 x 65 + 10 cm (+/-2 cm) de rabat ;
- Epaisseur : 19 g/m².
- **Type de dispositif** : dispositif à usage professionnel unique, non stérile.
- **Conditionnement** : Carton de 10 sachets de 10 pièces.
- **Poids du carton** : 2,1600 kg.
- **Conditions de stockage** : Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil, conserver à une température ambiante comprise entre -5°C et 40°C