

Aspirateur à mucosités New Emivac manuel, réf. 104DTA100



Description

- Aspirateur chirurgical à pédale, mobile qui convient aux aspirations d'urgence.
- Ne nécessite ni graissage ni changement de batterie, il est par conséquent toujours prêt à l'emploi.
- Son utilisation convient aux aspirations douces telles que les aspirations trachéales ainsi qu'aux jeunes enfants, jusqu'à 300 mmHg.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - 1 bocal de recueil autoclavable de 400 ml avec une valve anti-reflux ;
- 6 x 10 Tuyaux (autoclavables) et connecteurs coniques \varnothing 8-9-10 mm ;
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) ;
- Moteur : manuel à pied.
- **Matériaux :** - Bocal de recueil autoclavable : en polycarbonate ;
- Tuyaux : en Silicone.
- **Vide Maximum (Ajustable) :** 0,40 Bar -40 kPa -300 mmHg
- **Débit libre d'air max :** 22 l/min
- **Dimensions :** Lo 22 x la 16 x H 8 cm.
- **Poids :** 1,15 kg.
- **Type de dispositif :** Dispositif médical de Classe IIa, non stérile.
- **Conformité :** marquage CE0123.
- **Conditions de stockage :** conserver à une température ambiante comprise entre -20°C et 45°C, avec un taux d'humidité compris entre 0 et 85 %.
- **Garantie :** 24 mois.