

## Drap d'examen ouaté blanc, réf. 104EBA100 ou 104EBB100



Référence	Conditionnement
104EBA100	1 rouleau
104EBB100	Lot de 12 rouleaux

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : Ouate de cellulose recyclée.
- **Finition** : ouaté.
- **Grammage** : 35,5 g/m<sup>2</sup>.
- **Coloris** : blanc (blancheur 75%).
- **Dimensions** : - Format : H 38 x L 50 cm (± 5 %) ;  
- Longueur totale du rouleau : 57 m ;  
- Prédécoupe : 38 cm (± 5 %) ;  
- Diamètre mandarin : Ø 40 mm.
- **Nombre de formats** : 150.
- **Nombre de plis** : 2.
- **Poids net** : 1,050 kg (± 5%).
- **Résistance à la traction** : - A l'état sec : Sens marche : 250 N/m,  
Sens travers : 180 N/m ;  
- A l'état humide : Sens marche : 50 N/m,  
Sens travers : 36 N/m.