

## Test Covid 19 anticorps Toda Coronadiag®, réf. 104GMA100



Test de dépistage rapide de l'infection au virus SARS-CoV-2 (Protéine N&S du Coronavirus) dans le sang, le sérum et le plasma.

### Fiable

- ✓ Test validé par le CNR Institut Pasteur.
- ✓ Haute sensibilité et spécificité entre 14 et 19 jours après l'apparition des symptômes : - Sang total IgG : spécificité 100% - sensibilité 100%  
- Sang total IgM : spécificité 100% - sensibilité 100%
- ✓ Détection des anticorps de la nucléocapside N et de S-RBD (S-Spike).

toda  
pharma



### Contenu du coffret :

- 25 cassettes de test ;
- 25 flacons de diluant ;
- 25 autopiqueurs ;
- 25 pipettes ;
- 25 pads désinfectants ;
- 1 notice d'utilisation.


### Pratique

- ✓ Diagnostic du Covid-19 à partir d'une seule goutte de sang.
- ✓ Lancettes sécurisées et pads hydro-alcooliques à usage unique fournies avec les tests.

### Rapide

- ✓ Obtention des résultats en 15 minutes.

### Utilisation simple en 3 étapes



### Interprétation des résultats

Résultat positif		
C	C	C
IgG	IgG	IgG
IgM	IgM	IgM

Résultat négatif
C
IgG
IgM

Résultat non significatif			
C	C	C	C
IgG	IgG	IgG	IgG
IgM	IgM	IgM	IgM