

## Fauteuil roulant pour douche et piscine, réf. 104HTA100



- ✔ Piscine accessible à toutes les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
- Répond aux exigences de la loi Handicap pour les ERP (établissement recevant du public): piscine municipale, hôtel, centre de thalassothérapie, kinésithérapeuthe, camping, gîte, maison d'hôtes.
- Ne pollue pas l'environnement du bassin, passe sous la douche et dans les pédiluves.



Il n'est pas destiné à entrer dans l'eau du bassin.



## Caractéristiques techniques

- Caractéristiques : Fauteuil pliable ;
  - Réglable en hauteur ;
  - Assise et dossier souples et confortables.
- Equipements: Freins sur les 4 roues;
  - Accoudoirs relevables et rembourrés ;
  - Repose-pieds escamotables et amovibles ;
  - Roues 24" (livrées avec supports, axes à démontage rapide, freins leviers).
- Matériaux : Châssis 100% aluminium inoxydable.
- Capacité de charge : maximum 150 kg.
- Dimensions : Hauteur réglable : 96/98.5/101 cm ;
  - Largeur totale : 64 cm ;
  - Longueur totale avec/sans repose-pieds: 113/80 cm;
  - Hauteur du siège réglable : 50/52.5/55 cm ;
  - Largeur d'assise : 45 cm ;
  - Profondeur d'assise : 43 cm ;
  - Dégagement sous l'assise : 42/44.5/47 cm.
- Poids: 17,5 kg (avec roues arrière 24").