

## Guéridon médical en ABS, réf. 103LNA ou 103LNB



103LNA  
2 plateaux

- ✓ Stable et robuste
- ✓ Roues silencieuses et avec bandage non traçant
- ✓ Déplacement du guéridon aisé
- ✓ Nettoyage facile
- ✓ Assemblage facile et intuitif



103LNB  
3 plateaux




Exemple : modèle 3 plateaux avec options  
(lot de 4 butoirs + Portique +  
4 rails universels)



### Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - Montant : tube en aluminium (Ø 39 mm) ;  
- Plateaux : en plastique ABS renforcé avec 4 rebords arrondis.
- **Modèle :** - réf. **103LNA** : Guéridon 2 plateaux ;  
- réf. **103LNB** : Guéridon 3 plateaux.
- **Equipements :** - Poignée de poussée 2 côtés intégrée au plateau supérieur ;  
- 4 Roues pivotantes dont 2 à frein, sans butoir ;  
- Livrés nus (hors options), individuellement et non montés.
- **Equipements en option :** - réf. **103LQB** : lot de 4 rails universels ;  
- réf. **103LRA** : portique ;  
- réf. **103LPA** : lot de 4 butoirs ;
- **Coloris :** gris clair (RAL 9002).
- **Dimensions :** - Hauteur utile entre plateaux pour un 2 niveaux : 73.3 cm ;  
- Hauteur utile entre plateaux pour un 3 niveaux : 37 cm ;  
- Roues pivotantes : Ø 10 cm dont 2 à frein, sans butoir
- **Capacité de charge par plateau :** 80 kg avec une charge maximum de 180 kg par guéridon.
- **Garantie :** 5 ans.



103LPA  
Lot de 4 butoirs



103LQB  
Lot de 4 rails universels



103LRA  
Portique universel

Réf.	Désignation	Dimensions	
		Plateau	Totales
103LNA	Guéridon 2 plateaux	la 40 x Lo 60 cm	H 97 x l 45 x L 81.4 cm
103LNB	Guéridon 3 plateaux	la 40 x Lo 60 cm	H 104 x l 45 x L 81.4 cm
103LRA	Portique universel pour guéridon médical en ABS	---	H 32 x L 66.7 x Ep. 2.4 cm
103LQB	Rails universels pour guéridon médical en ABS	---	L 43.5 x Ep. 2.5 cm